

**Fitur:**

- Pembukaan pada stang tengah memungkinkan pemasangan opsional dengan cepat sabuk pendukung
- 4 roda depan dan belakang dipadukan dengan 2x13 cm ( 5" ) pusat roda memastikan manuver yang mudah bahkan dengan pengguna yang lebih berat
- Rem yang dioperasikan dengan kaki pada roda tengah memberikan stabilitas selama berjalan gerakan berdiri/duduk
- Permukaan yang mudah dilap dan dibersihkan
- Mudah dibongkar/dipasang kembali tanpa alat transportasi dan penyimpanan, ia memiliki Berat Pengguna Maksimum sebesar 150 kg
- Area pangkalan yang besar memberikan stabilitas

<b>Nama Produk</b>	Bantuan Transfer Duduk ke Berdiri
<b>Ukuran</b>	22,6" * 24,8" * 46,5"
<b>Kapasitas Berat</b>	150kg
<b>Tinggi</b>	11,8" - 18,5"
<b>Fungsi</b>	Sempurna untuk transfer kamar ke kamar
<b>Aplikasi</b>	Perawatan di rumah, panti jompo atau rumah sakit, dll.

**Detail Deskripsi:**

Rangka baja yang kokoh, bukaan pada stang tengah memungkinkan pemasangan sabuk pendukung opsional dengan cepat.



Penyangga kaki bagian bawah yang empuk dapat disesuaikan lebar, sudut, dan tingginya agar sesuai dengan kenyamanan pengguna.



4 roda depan dan belakang dipadukan dengan 2 x 13cm (5") roda tengah memastikan manuver yang mudah bahkan dengan pengguna yang lebih berat. ia memiliki Berat Pengguna Maksimum 150kg.