

# Ranjang Listrik Ultra Ringan

Ranjang Elektrik Ultra Ringan yang bagus untuk perawatan pribadi Anda!

Ultra-Light Electric Bed sangat ideal untuk setiap individu yang membutuhkan tempat tidur di rumah, di rumah sakit, atau di panti jompo. Sebuah motor mandiri tetap sangat tenang, dan perakitan motor dapat dipasang dan dilepas saat pasien tetap di tempat tidur.

Kenyamanan, Kenyamanan, Kualitas: Mudah menyesuaikan tempat tidur dengan ketinggian dan posisi yang Anda butuhkan. Rangka tempat tidur mudah dipasang, mudah dibersihkan.



## Panduan Membeli Tempat Tidur Listrik



Kapasitas Berat  
(450lbs)



Fungsi dan fitur



Bahan



Aksesoris



### Struktur Produk

- Pagar Pembatas (Opsional)
- Motor
- Tempat tidur musim semi
- Kepala/Papan Kaki
- Pin kunci
- Kastor

### Keunggulan Produk


Ranjang ini memiliki konstruksi rangka saluran dengan dek pegas berlapis seng untuk memberikan kekuatan superior dan pengurangan berat.

Tempat tidurnya cukup kuat untuk menahan kapasitas berat hingga 450 pon namun dilengkapi kastor yang mudah bergerak, membuat penyesuaian antara ketinggian dek 9,5"-20" mudah.

Dilengkapi dengan baterai 9V untuk menurunkan bagian tempat tidur hingga 9 kali selama pemadaman listrik.

Headboard lebih tinggi dari footboard agar lebih sesuai dengan dekorasi rumah.

Aksesoris tempat tidur



**Liontin Kontrol Tangan**

Kontrol 6 tombol Tombol menyala dalam gelap.

Bahkan dengan lampu padam, liontin dapat dengan cepat ditemukan oleh pengguna atau petugas.

**Kompatibel dengan semua kasur tempat tidur**

Kasur ukuran standar apa pun akan cocok dengan bingkai ini. Apakah Anda ingin menggunakan busa, pegas, atau kasur udara bertekanan bolak-balik, bingkai ini akan menjadi sempurna.

**Setengah Rel Termasuk:**

Rel pengaman ini menjepit dan mematikan dengan mudah. Tombol pelepas yang mudah memungkinkan setiap rel diturunkan atau dinaikkan secara independen.