

Lift pasien hidrolik

Lift seri Deneb sangat mudah untuk bermanuver dan menawarkan berbagai pilihan sling untuk berbagai situasi pengangkatan. Transfer dapat ke dan dari tempat tidur, kursi, lantai ke tempat tidur, transfer lateral, kamar mandi dan toilet. Peralatan ini memiliki desain yang ringkas dan serbaguna, cocok untuk memindahkan semua jenis pasien. Ringan dan mudah dibongkar, nyaman untuk transportasi dan pemasangan cepat. Hal ini dapat membuat pasien dan pengasuh merasa aman, nyaman dan stabil.



Panduan Pembelian Lift Pasien



kapasitas berat
(450 pon)



Angkat Ukuran Pilih



Batang berputar enam titik



Pompa hidrolik



struktur produk

Gantungan katapel
Dasar roda belakang
Tuas penyesuaian dasar
Pompa hidrolik
Pena dorong tangan

keunggulan produk

Fitur Lift Pasien (Lift Hoyer):

- Lift memiliki jangkauan 20"-64" dan memungkinkan orang diangkat dari posisi berbaring di lantai
- Pegangan Pompa: Dapat diputar dari sisi ke sisi untuk kenyamanan pengasuh. Bisa dipakai berapa kali?
- Tips: Sangat disarankan agar pasien dibantu oleh dua orang saat mengangkat.
- Perakitan mudah, hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk merakit lift.

Angkat Ukuran Pilih



Fitur Selempang:

- Mudah Digunakan - Selempang membantu memindahkan pengguna dari tempat tidur ke kursi roda, kursi malas, atau kursi mandi. Bukaan besar dalam desain juga memungkinkan Anda untuk pergi ke kamar mandi.
- Pemeliharaan (mudah dibersihkan): Kain poliester yang dapat dicuci dapat digunakan di lingkungan basah atau kering.
- Penggunaan Ganda: Ideal untuk memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi, kursi roda atau toilet, kursi ke kursi atau dari lantai ke tempat tidur atau kursi menggunakan lift manual atau listrik Anda.