

Ligtas at madaling solusyon para sa pagtulong sa isang tao sa bawat silid.

Tampok

- Mga handle na nababagay sa taas upang umangkop sa mga kinakailangan ng user
- Taas, lapad at anggulo adjustable PU leg supports, Padded lower leg supports maaaring ayusin ang tool nang libre
- Ang mababang profile base ay nagpapadali sa paglalagay ng mga paa ng gumagamit
- Ang matibay na steel frame ay nagbibigay ng matatag na suporta para sa gumagamit
- Ang hawakan ay may maraming gripping point at nakaanggulo upang paganahin ang nose-over-toe nakatayong paggalaw
- Ang pagbubukas sa gitnang handle bar ay nagbibigay-daan sa mabilis na pagkakabit ng mga opsyonal na sinturon ng suporta
- Tinitiyak ng 2 rear 8cm castor ang walang hirap na pagmamaniobra kahit na may mas mabibigat na user
- Madaling punasan ang mga ibabaw

pangalan ng Produkto	Pasyente Turner
Net Timbang	16.5 kg
Kapasidad ng Timbang	150 kg
taas	6.3"-7.1"
Mga Dimensyon ng Pad	6.9" * 4.9"
Function	Perpekto para sa paglilipat ng silid sa silid
Aplikasyon	Pangangalaga sa tahanan, nursing home o ospital, atbp.

Detalyadong Paglalarawan:



Ang mga padded lower leg support ay maaaring iakma sa lapad, anggulo at taas para sa kaginhawahan ng user (walang tool).



Ang mababang profile na base ay nagpapadali sa paglalagay ng mga paa ng gumagamit, ang malaking lugar ng base ay nagbibigay ng katatagan, na may rear bar na nagpapahintulot din sa tagapag-alaga na mag-counterbalance.



Ang matibay na steel frame, ang pagbubukas sa gitnang handle bar ay nagbibigay-daan sa mabilis na pagkakabit ng mga opsyonal na sinturon ng suporta.



Weight capacity 150kg, Ito ay tumutulong sa mga tagapag-alaga o attendant na ilipat ang isang user mula sa isang upuan patungo sa isa pa.