



Pag-angat mula sa sahig



Paglilipat ng banyo/pagpaligo



Paglilipat ng kama-upuan

Ang pag-angat ng pasyente ay isang pantulong na aparato, na angkop para sa paglilipat ng mga tao tulad ng Mga Gumagamit ng Wheelchair, Bariatric Patient Bedridden na mga pasyente, Disabled, Handicap, lower limb fracture na mga pasyente, mga matatandang may mahinang kakayahang maglakad papunta sa wheelchair.

Ang mga paglipat ay maaaring papunta at mula sa mga kama, upuan, sahig hanggang kama, lateral transfer, paliligo, at toileting. Ang kagamitan ay compact sa disenyo at maraming nalalaman, na angkop para sa paglipat ng lahat ng uri ng mga pasyente. Magaan at madaling i-disassemble, maginhawa para sa mabilis na transportasyon at pag-install. Maaaring gawing ligtas, komportable at matatag ang mga pasyente at tagapag-alaga.

Mga Tampok:

- Upang mag-charge, isaksak lang ang unit Hindi kailangang alisin ang baterya para ma-charge
- Hindi gagana ang elevator habang nakasaksak sa Tamang-tama para sa gamit sa pangangalaga sa bahay
- Ang Jumbo actuator pump na may emergency button ay maaaring lumipat sa manual mode upang ligtas na ibaba ang pasyente
- Madaling i-adjust ang mga base legs at ligtas na naka-lock sa bukas na posisyon na may padded shifter handle
- Extra wide coated cradle na may 360 rotation na may 4-point hook up
- Kapasidad ng Timbang 600 Ibs, (Maaaring magkasya sa ilalim ng kama)
- Opsyonal na Timbang ng Timbang

pangalan ng Produkto	Bariatric Battery-Powered Lift
Net Timbang	60kg
Weight Capacity	272kg
taas	32"-75.5"
Lapad ng Base	25"-45.75"
Function	Paglipat ng may kapansanan o may kapansanan, tulong sa paglalakad, pangangalaga sa bahay
Aplikasyon	Pangangalaga sa bahay, nursing home o ospital, atbp.
Pagtulak	12000N

Detalyadong Paglalarawan:



Madaling pagpapatakbo

Sa panahon ng proseso ng pag-aangat, ang hanger ay maaaring iikot 360 upang makakuha ng komportableng posisyon.
Opsyonal na sukat ng timbang.



Pindutan ng emergency stop

may Emergency stop button at emergency lowering system.
Ang pump ay maaaring ilipat sa manual mode upang ligtas na ibaba ang pasyente.



Adjustable base

Palawakin ang base ng lifter sa pinakamalawak na posibleng posisyon upang mapakinabangan ang katatagan at kadalian ng paggamit.



Mga kastor na may preno

Ang mga preno sa mga gulong sa likuran ay pumipigil sa aparato mula sa paggalaw habang ginagamit.