



Pag-angat mula sa sahig



Paglilipat ng banyo/pagpaligo



Paglilipat ng kama-upuan

Ang pag-angat ng pasyente ay isang pantulong na aparato, na angkop para sa paglilipat ng mga tao tulad ng Mga Gumagamit ng Wheelchair. Bariatric Patient. Mga pasyenteng nakaratay sa kama, May Kapansanan, May kapansanan, mga pasyenteng nabali sa ibabang paa, mga matatandang may mahinang kakayahang lumakad sa wheelchair.

Nag-aalok ang electric battery power patient lift na ito ng pambihirang halaga sa isang electric patient lifter. Ito ay isang abot-kayang powered lift na may baterya at charger.

Angat mula sa sahig, kama, commode, o wheelchair. Madaling gamitin ang Lift system ay may malawak na duyan na tumatanggap ng 2-point o 4-point sling.

Mga Tampok:

- Heavy-gauge construction, na may 6-Point Cradle
- Ang Jumbo actuator pump na may emergency button ay maaaring lumipat sa manual mode upang ligtas na ibaba ang pasyente
- Mabilis, madaling pag-charge mula sa saksakan ng AC
- Para mag-charge, isaksak lang ang unit. Hindi kailangang tanggalin ang baterya para ma-charge
- Hindi gagana ang elevator habang nakasaksak
- Para sa gamit sa pangangalaga sa bahay
- Opsyonal na Timbang ng Timbang

| | |
|-----------------------------|--|
| pangalan ng Produkto | Pagtaas ng Pasyente na Pinatatakbo ng Baterya |
| Net Timbang | 49kg |
| Kapasidad ng Timbang | 204kg |
| taas | 27.5"-76" |
| Lapad ng Base | 24"-41" |
| Function | Paglilipat ng may kapansanan o may kapansanan, tulong sa paglalakad, pangangalaga sa bahay |
| Aplikasyon | Pangangalaga sa bahay, nursing home o ospital, atbp. |
| Pagtulak | 10000N |

Detalyadong Paglalarawan:



Madaling pagpapatakbo

Sa panahon ng proseso ng pag-aangat, ang hanger ay maaaring iikot 360 upang makakuha ng komportableng posisyon.
Opsyonal na sukat ng timbang.



Pindutan ng emergency stop

may Emergency stop button at emergency lowering system.
Ang pump ay maaaring ilipat sa manual mode upang ligtas na ibaba ang pasyente.



Mga hawakan ng grip

Malaki, madaling hawakan, para sa madaling pagmaniobra.



Mga kastor na may preno

Ang mga preno sa mga gulong sa likuran ay pumipigil sa aparato mula sa paggalaw habang ginagamit.