

Tulong sa Paglipat, Pagtayo, at Pag-angat ng Pasyente: Ang compact na frame ay umaangkop sa karamihan ng mga pintuan, na nagbibigay-daan sa madali, ligtas, at secure na paglipat sa pagitan ng wheelchair, kama, upuan, sofa, commode, o iba pang mga posisyon sa pag-upo.

Stand Assist: Ang buong disenyo ng katawan at mababang sentro ng grabidad ay nagpapahusay sa katatagan ng pasyente, pag-iwas sa pagkahulog at pagliit ng panganib ng pinsala sa panahon ng paglilipat, at pagbibigay ng kapayapaan ng isip para sa parehong mga pasyente at tagapag-alaga.

Simple at Maginhawa: Madali at ligtas na maililipat ng mga tagapag-alaga ang mga pasyente, na nagpapahintulot sa kanila na lumipat nang nakapag-iisa.. Itinataguyod nito ang kadaliang kumilos sa pamamagitan ng paghikayat sa pasyente na umupo, lumipat at umupo sa tulong ng tagapag-alaga.

Ergonomic na Disenyo: Ang mga cushioned knee pad at upuan ay ergonomiko na hugis upang magkasya sa iyong katawan para sa maximum na ginhawa. Ang bawat handrail ay nababalot ng malambot na foam upang magbigay ng secure, ngunit kumportableng pagkakahawak.

Mga Tampok sa Kaligtasan: Dalawang locking casters (wheels) na matatagpuan sa likod ng base, tinitiyak ang mas mataas na kaligtasan at makinis na pag-gliding sa iba't ibang mga ibabaw ng sahig.

Mga Tampok:

1. One Able Assist Adjustable Transfer Aid
2. Ligtas at madaling solusyon para sa paglilipat ng mga pasyente
3. Nakakalat na mga binti para sa karagdagang katatagan
4. Tamang-tama para sa mga maaaring tumaas mula sa isang nakaupo patungo sa isang nakatayong posisyon
5. Maniobra sa karaniwang mga pintuan nang madali
6. Nakakatulong ang brace ng tuhod na suportahan ang mga binti
7. Ang 2 braked wheels ay nagpapalaki ng seguridad at katatagan
8. Maaaring direktang gulongin hanggang sa banyo

pangalan ng Produkto	Makakatulong sa Paglipat ng Mga Tulong
Net Timbang	33.5kg
Kapasidad ng Timbang	200kg
taas	35.8" * 25.2" * 4.2"
Lapad ng Base	16.5" - 31.5"
Function	Perpekto para sa paglilipat ng silid sa silid
Aplikasyon	Pangangalaga sa tahanan, nursing home o ospital, atbp.

Detalyadong Paglalarawan:



I-flip up ang Seat Pads para sakupin ng User ang Able Assist[]



Inilalagay ng user ang kanyang mga paa sa stable na anti-slip foot plate, at nakakakuha ng suporta mula sa adjustable lower leg support.



Maaari mong gamitin ang kakayahang tumulong sa banyo at maaaring i-wheel hanggang sa isang banyo, ang mga gulong ay maaaring iposisyon sa magkabilang gilid ng banyo na nag-aalok sa gumagamit ng higit na dignidad kapag nakaupo.



Nilagyan ng 4 na gulong na nagpapahusay sa kadalang mapakilos at nagbibigay-daan sa mga user na mailipat nang madali, 2 sa mga gulong ay may mga break na nagsisiguro ng pinakamataas na seguridad at katatagan kapag naglilipat ng pasyente.