

Ang Able Assist Adjustable Transfer Aid ay nagbibigay ng ligtas at madaling solusyon para sa isang Tagapag-alaga na gustong maglipat ng Kliyente.

Ang Able Assist Adjustable Transfer Aid ay mainam para sa mga user na maaaring tumaas mula sa isang nakaupo patungo sa isang nakatayong posisyon. Kapag lumilipat mula sa silid patungo sa silid, binibigyang-daan nito ang gumagamit na makilahok sa paglipat na nakakatulong na mapabuti ang tono ng kalamnan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kanilang mga binti na suportado ng brace ng tuhod at maaari silang kumapit sa pahalang na bar sa harap nila ito ay nagbibigay din sa tagapag-alaga ng isang ligtas. at solusyon kapag naglilipat. Ang makitid na lapad ng Able Assist ay nagbibigay-daan sa tagapag-alaga na madaling magmaniobra sa mga karaniwang pintuan.

## Mga Tampok:

1. One Able Assist Adjustable Transfer Aid
2. Ligtas at madaling solusyon para sa paglilipat ng mga pasyente
3. Nakakalat na mga binti para sa karagdagang katatagan
4. Tamang-tama para sa mga maaaring tumaas mula sa isang nakaupo patungo sa isang nakatayong posisyon
5. Maniobra sa karaniwang mga pintuan nang madali
6. Nakakatulong ang brace ng tuhod na suportahan ang mga binti
7. Ang 2 braked wheels ay nagpapalaki ng seguridad at katatagan
8. Maaaring direktang gulonin hanggang sa banyo

<b>pangalan ng Produkto</b>	Makakatulong sa Paglipat ng Mga Tulong
<b>Net Timbang</b>	33.5kg
<b>Kapasidad ng Timbang</b>	200kg
<b>taas</b>	35.8" * 25.2" * 4.2"
<b>Lapad ng Base</b>	16.5" - 31.5"
<b>Function</b>	Perpekto para sa paglilipat ng silid sa silid
<b>Aplikasyon</b>	Pangangalaga sa tahanan, nursing home o ospital, atbp.

## Detalyadong Paglalarawan:



I-flip up ang Seat Pads para sakupin ng User ang Able Assist[]



Inilalagay ng user ang kanyang mga paa sa stable na anti-slip foot plate, at nakakakuha ng suporta mula sa adjustable lower leg support.



Maaari mong gamitin ang kakayahang tumulong sa banyo at maaaring i-wheel hanggang sa isang banyo, ang mga gulong ay maaaring iposisyon sa magkabilang gilid ng banyo na nag-aalok sa gumagamit ng higit na dignidad kapag nakaupo.



Nilagyan ng 4 na gulong na nagpapahusay sa kadalang mapakilos at nagbibigay-daan sa mga user na mailipat nang madali, 2 sa mga gulong ay may mga break na nagsisiguro ng pinakamataas na seguridad at katatagan kapag naglilipat ng pasyente.