

## Three Motors Full Electric Mababang kama

Ang tahimik, maginhawa, buong electric na may mababang taas na kama ay nagbibigay ng maayos na pagbabago sa posisyon na may madaling gamitin na kontrol ng Hand Pendant, at pangkalahatang taas ng frame ng kama para sa maximum na kaginhawahan at versatility para sa pasyente o tagapag-alaga.



## Gabay sa Pagbili ng mga Electric Bed



Kapasidad ng Timbang 204kg Low Bed



Mga kastor na may Preno



Full Electric Bedc kasama ang Tatlong Motors



## Istruktura ng Produkto

- ① Foot Spring
- ② Head Spring
- ③ Head/Foot Board
- ④ Emergency Manual Hand Crank
- ⑤ Mga Caster
- ⑥ Hand Pendant Control
- ⑦ 3 Motors/Actuator

## Kalamangan ng Produkto

1. Ang pagpoposisyon ng seksyon ng paa at pangkalahatang taas ng frame ng kama para sa maximum na kaginhawahan at versatility para sa pasyente o tagapag-alaga
2. Ang pagbuo ng frame ng channel ay nagbibigay ng higit na lakas at pinababang timbang
3. Reinforced frame resists twisting at baluktot
4. Long lasting Zinc-coated spring deck para sa kaginhawaan ng Pasyente
5. Ang mga dulo ng heavy-duty na kama na may matibay na HD Polyethylene Molded Bed End cover ay kaakit-akit, madaling mapanatili
6. Ang headboard ay mas mataas kaysa sa footboard upang ihalo sa palamuti sa bahay
7. Nakakatulong ang mga label at color-coded spring na matiyak ang tumpak na pag-install ng mga side rail para sa kaligtasan ng pasyente
8. Ang high performance workhorse muscle ng 3-motor power plant ay isang pamantayan sa industriya
9. Sa kaganapan ng power failure, top mounted Hi/Lo crank accessibility at manual crank motor override ng sleep surface adjustments