



Pag-angat mula sa sahig



Paglilipat ng kama-upuan



Paglilipat ng banyo/pagpaligo

Ang pag-angat ng pasyente ay isang pantulong na aparato, na angkop para sa paglilipat ng mga tao tulad ng Mga Gumagamit ng Wheelchair, Bariatric Patient, Mga pasyenteng nakaratay sa higaan, May Kapansanan, May kapansanan, mga pasyenteng may bali sa lower limb, mga matatandang may mahinang kakayahang maglakad papunta sa wheelchair.

Ang mga paglipat ay maaaring papunta at mula sa mga kama, upuan, sahig hanggang kama, lateral transfer, paliligo, at toileting. Ang kagamitan ay compact sa disenyo at maraming nalalaman, na angkop para sa paglipat ng lahat ng uri ng mga pasyente. Magaan at madaling i-disassemble, maginhawa para sa mabilis na transportasyon at pag-install. Maaaring gawing ligtas, komportable at matatag ang mga pasyente at tagapag-alaga.

## Mga Tampok:

- Manwal na Hydraulic Patient Lift
- Ino-optimize ng operasyon ang mga kakayahan sa pag-angat upang mangailangan ng mas kaunting pisikal na pagsisikap para sa pagpapalaki ng pasyente
- High-performance hydraulics para sa ligtas at unti-unting paggalaw
- Ang matibay, silver vein steel construction at 6-point cradle na disenyo ay nagbibigay ng pinakamataas na lakas upang itaas at ibaba ang mga indibidwal na tumitimbang ng hanggang 450 lbs.
- Ang mga standard, 3" o 5" na mga caster ay na-offset para sa higit na katatagan at maayos na operasyon
- Ang mga caster break na madaling gamitin ay nagbibigay ng karagdagang kaligtasan at seguridad
- Ang 6-Point Swivel Bar ay kayang tumanggap ng 2 o 4 na sling sling at 2 chain connection

pangalan ng Produkto	Hydraulic Patient Lift
Net Timbang	33kg
Kapasidad ng Timbang	204kg
taas	17.5" - 72"
Lapad ng Base	22.5" - 42"

<b>Function</b>	Paglipat ng may kapansanan o may kapansanan, tulong sa paglalakad, pangangalaga sa bahay
<b>Aplikasyon</b>	Pangangalaga sa bahay, nursing home o ospital, atbp.
<b>Pagtulak</b>	9000N

**Detalyadong Paglalarawan:**



**Ligtas at Ligtas**  
 Ang six-point swivel bar attachment ay madaling umaangkop sa lahat ng estilo at posisyon ng lambanog (maaaring gamitin sa 4 o 6 na puntong lambanog).



**Hydraulic Pump**  
Gumagamit ang elevator ng high-performance hydraulics para matiyak ang ligtas at unti-unting paggalaw. Ang maximum thrust ay 9000N.



**Napakababang Base**  
Ang base ay maaaring ilagay sa ilalim ng kama, mababang sentro ng grabidad na may mahusay na katatagan, Malapit sa mga pasyenteng nakaratay upang magbigay ng mas mahusay na pangangalaga.



**Paggamit ng Kaginhawaan**

Ang mababang base at legs span adjustment ay nagbibigay-daan sa madaling paglapit sa mga wheelchair, kama, atbp.



**Max load 204kg**

Isang malaking steel robust na frame, Maximum na limitasyon sa timbang ng user na 450lbs.

Ito ay napaka-manuevrable at magaan gamitin.