

Mayroong pangunahing serye ng mga produkto: pag-angat ng pasyente, device sa paglilipat ng pasyente, mga nursing bed, oxygen concentrator, at higit pa, na nagsisilbi sa pangangalaga sa tahanan, mga ahensya ng rehabilitasyon, nursing facility, atbp.

Ngayon ang aming mga produkto ay umaayon sa ISO9001, ISO13485, ISO10535, CE, SGS, UKCA atbp.



Pag-angat mula sa sahig



Paglilipat ng kama-upuan



Paglilipat ng banyo/pagpaligo

Ang pag-angat ng pasyente ay isang pantulong na aparato, na angkop para sa paglilipat ng mga tao tulad ng mga Gumagamit ng Wheelchair, Bariatric Patient, Mga pasyenteng nakaratay sa higaan, May Kapansanan, May kapansanan, mga pasyenteng may bali sa lower limb, mga matatandang may mahinang kakayahang lumakad sa wheelchair.

Ang mga paglipat ay maaaring papunta at mula sa mga kama, upuan, sahig hanggang kama, lateral transfer, paliligo, at toileting. Ang kagamitan ay compact sa disenyo at maraming nalalaman, na angkop para sa paglipat ng lahat ng uri ng mga pasyente. Magaan at madaling i-disassemble, maginhawa para sa mabilis na transportasyon at pag-install. Maaaring gawing ligtas, komportable at matatag ang mga pasyente at tagapag-alaga.

Mga Tampok:

- Pangkalahatang steel structural frame, na may 6-Point Cradle
- Para sa pangangalaga sa bahay o paggamit ng nursing home atbp
- Para mag-charge, isaksak lang ang unit. Hindi kailangang tanggalin ang baterya para ma-charge
- na may emergency button ay maaaring lumipat sa manual mode upang ibaba ang pasyente nang ligtas
- Double brake silent casters na disenyo
- Madaling i-disassemble para sa transportasyon
- Available ang mababang base para sa mababang clearance ng mga espesyal na kama
- Pinakamabuting paggana at kaligtasan

pangalan ng Produkto	Pag-angat ng de-kuryenteng pasyente
Net Timbang	40kg
Kapasidad ng Timbang	180kg
taas	28"-73"

Lapad ng Base	18" - 34.5"
Function	Paglipat ng may kapansanan o may kapansanan, tulong sa paglalakad, pangangalaga sa bahay
Aplikasyon	Pangangalaga sa bahay, nursing home o ospital, atbp.
Pagtulak	8000N

Detalyadong Paglalarawan:



Madaling pagpapatakbo

Sa panahon ng proseso ng pag-aangat, ang hanger ay maaaring paikutin ng 360 upang makakuha ng komportableng posisyon, na maginhawa at nababaluktot na gamitin.



Multi-function na panel

Multifunctional panel, real-time na display ng katayuan ng baterya. na may control button, pataas/pababa.



Pindutan ng emergency stop

Pindutin ang pulang pindutan, ang control device ay nasuspende. paikutin ang pindutan sa kanan, ang control device ay aktibo.



Mga gulong sa likuran na may lock

Mga gulong sa likuran na may preno, ihinto ang hindi sinasadyang paggalaw ng pagangat.

hal. kapag ang pasyente ay nasuspinde.



Napakababang Base

Ang base ay maaaring ilagay sa ilalim ng kama, mababang sentro ng grabidad na may mahusay na katatagan, Malapit sa mga pasyenteng nakaratay upang magbigay ng mas mahusay na pangangalaga.



**Max load
180kg**

Isang malaking steel robust na frame, Maximum na limitasyon sa timbang ng user na 180Kg. Ito ay napaka-manuevrable at magaan gamitin.