

Nagbibigay ang Procyon compressor nebulizer ng mahlis, mahusay at maasahang nebulized inhalation therapy, na idinisenyo para sa paggamit sa bahay. Ito ay isang tahimik at masipag na compressor nebulizer na angkop para sa pag-nebulize ng karamihan sa mga aerosol na gumot na mirmeta para sa mga karamusang sakit sa paghinga. Nag-salok ito ng mas mataas na daloy ng litro, mas maikling oras ng paggamot at mas mababang antas ng tunog kaysa sa maraming iba pang mga nebulizer ng compressor ng ekonomiya.

**Mga Tampok ng Paggamot at Disenyo:**

- Maasahang presyon at daloy
- Maaring isama ang reusable nebulizer
- Maliit na bakas ng paa
- Maliit, compact na disenyo
- Maginhawag paglalita ng bahawan
- Mga mekanikal na bahagi ng metal

Weight: 2.18kg



Serye / Model No.	Procyon series / 70802
Mga Dimensyon ng Unit	191mm*173mm*102mm
Timbang	2.18kg
Mga Kinakailangang Elektrisidad	100-240VAC, 50-60HZ
Antas ng Ingay sa Paggagamot	≤ 60 dBA
Pinakamataas na Presyon	≥ 35psi
Libreng daloy ng hanatin ng compressor	≥ 6L/min
Laki ng Particle	2µm - 5µm
Rate ng Nebulizer	≥ 0.2ml/min
Natirang Liquid	<0.5ml




## PORTABLE COMPRESSOR NEBULIZER

Penetrate into Bronchus & Lung 2-5µm



## MICRON NEBULIZATION FINE PARTICLES



<b>3.6-4.0µm</b> Median particle size MMAD	<b>75%</b> Percentage of effective particles
--	--

## QUIET ENVIRONMENT SILENT ATOMIZATION

Low noise design, easy for children to sleep



Nebulizer is suitable for auxiliary treatment of most **respiratory diseases**



1. Nebulzier machine
2. Medicine cup
3. Air tube
4. Adult mask
5. Child mask
6. Mouthpiece
7. Elastic strap

