

Tampok

- Ang pagbubukas sa gitnang handle bar ay nagbibigay-daan sa mabilis na pag-fifing ng opsyonal mga sinturon ng suporta
- 4 front at rear castors pinagsama sa 2 x 13 cm (5") sentral tinitiyak ng mga gulong ang walang hirap na pagmamaniobra kahit na may mas mabibigat na gumagamit
- Ang mga preno na pinapatakbo ng paa sa mga gulong sa gitna ay nagbibigay ng katatagan habang kilos na nakatayo/nakaupo
- Madaling punasan ang malinis na ibabaw
- Madaling lansagin/reassembled nang walang mga tool para sa transportasyon at storage, mayroon itong Maximum User Weight na 150 kg
- Ang malaking base area ay nagbibigay ng katatagan

pangalan ng Produkto	Umupo sa Stand Transfer Aid
Mga sukat	22.6" * 24.8" * 46.5"
Kapasidad ng Timbang	150 kg
taas	11.8" - 18.5"
Function	Perpekto para sa paglilipat ng silid sa silid
Aplikasyon	Pangangalaga sa bahay, nursing home o ospital, atbp.

Detalyadong Paglalarawan:



Ang matibay na steel frame, ang pagbubukas sa gitnang handle bar ay nagbibigay-daan sa mabilis na pagkakabit ng mga opsyonal na sinturon ng suporta.



Ang padded lower leg support ay maaaring iakma sa lapad, anggulo at taas upang umangkop sa ginhawa ng user.



4 na kastor sa harap at likuran na pinagsama sa 2 x 13cm (5") tinitiyak ng mga gitnang gulong ang walang hirap na pagmamaniobra kahit na may mas mabibigat na gumagamit. mayroon itong Maximum User Weight na 150kg.