

Hydraulic na pag-angat ng pasyente

Napakadaling maniobra ng mga serye ng Deneb at nag-aalok ng malawak na seleksyon ng mga lambanog para sa iba't ibang sitwasyon ng pag-angat. Ang mga paglipat ay maaaring papunta at mula sa mga kama, upuan, sahig hanggang kama, lateral transfer, banyo at banyo. Ang kagamitan ay may compact at versatile na disenyo, na angkop para sa paglipat ng lahat ng uri ng mga pasyente. Banayad at madaling i-disassemble, maginhawa para sa mabilis na transportasyon at pag-install. Magagawa nitong maging ligtas, komportable at matatag ang mga pasyente at tagapag-alaga.



Gabay sa Pagbili ng Lift ng Pasyente



kapasidad ng timbang
(450 pounds)



Pumili ng Laki ng Lift



Anim na puntong umiikot na bar Hydraulic pump



istraktura ng produkto

- Sabitan
- tirador
- Basic
- gulong sa likuran
- Base adjustment lever
- Hydraulic pump
- Panulat
- itulak ang kamay

kalamangan ng produkto**Mga Tampok ng Patient Elevator (Hoyer Elevator):**

- Nagtatampok ang elevator ng hanay na 20"-64" at nagbibigay-daan sa mga tao na buhatin mula sa pagkakahiga sa sahig
- Pump Handle: May kakayahang umikot mula sa gilid patungo sa gilid para sa kaghinhawahan ng tagapag-alaga. Ilang beses ito magagamit?
- Tips: Lubos na inirerekomenda na ang mga pasyente ay tulungan ng dalawang tao habang nagbubuhat.
- Madaling pag-assemble, aabutin ka lang ng 2 minuto upang i-assemble ang mga elevator.

Pumili ng Laki ng Lift**Mga Tampok ng lambanog:**

- Madaling Gamitin - Tinutulungan ng lambanog na ilipat ang mga user mula sa kama patungo sa wheelchair, recliner, o shower chair. Ang malaking pagbubukas sa disenyo ay nagpapahintulot din sa iyo na pumunta sa banyo.
- Pagpapanatili (madaling linisin): Ang nahuhugas na polyester na tela ay maaaring gamitin sa basa o tuyo na mga kapaligiran.
- Maramihang Paggamit: Tamang-tama para sa paglilipat ng pasyente mula sa kama patungo sa upuan, wheelchair o commode, upuan sa upuan o mula sa sahig patungo sa kama o upuan gamit ang iyong manual o electric lift.