



Levantando do chão



Transferência para ir ao banheiro/banho



Transferência cama-cadeira

O elevador de paciente é um dispositivo auxiliar, adequado para transferência de pessoas, como usuários de cadeiras de rodas, pacientes bariátricos acamados, deficientes, deficientes físicos, pacientes com fratura de membros inferiores, idosos com pouca capacidade de caminhar até uma cadeira de rodas.

As transferências podem ser de e para camas, cadeiras, do chão para a cama, transferências laterais, banho e toalete. O equipamento tem design compacto e versátil, adequado para movimentar todos os tipos de pacientes. Leve e fácil de desmontar, conveniente para transporte e instalação rápidos. Pode fazer com que pacientes e cuidadores se sintam seguros, confortáveis e estáveis.

Características:

- Para carregar, basta conectar a unidade. A bateria não precisa ser removida para ser carregada
- O elevador não funciona enquanto estiver conectado. Ideal para uso doméstico
- A bomba atuadora Jumbo com botão de emergência pode alternar para o modo manual para abaixar o paciente com segurança
- As pernas da base ajustam-se facilmente e travam com segurança na posição aberta com a alça de câmbio acolchoada
- Berço revestido extra largo com rotação de 360° com conexão de 4 pontos
- Capacidade de peso 600 libras (cabe debaixo da cama)
- Balança de peso opcional

Nome do Produto	Elevador Bariátrico Alimentado por Bateria
Peso líquido	60kg
Capacidade de peso	272kg
Altura	32"-75,5"
Largura da Base	25"-45,75"
Função	Transferência para deficientes ou deficientes, assistência para caminhar, atendimento domiciliar
Aplicativo	Assistência domiciliar, casa de repouso ou hospital, etc.
Impulso	12000N

Descrição detalhada:



Operação fácil

Durante o processo de elevação, o cabide pode ser girado 360 para obter uma posição confortável. Balança de peso opcional.



Botão de parada de emergência

com botão de parada de emergência e sistema de descida de emergência. A bomba pode ser mudada para o modo manual para baixar o paciente com segurança.



Base ajustável

Expanda a base do elevador para a posição mais ampla possível para maximizar a estabilidade e facilidade de uso.



Rodízios com freio

Os freios nas rodas traseiras evitam que o aparelho se mova durante o uso.