



Levantando do chão



Transferência cama-cadeira



Transferência para ir ao banheiro/banho

O elevador do paciente é um dispositivo auxiliar, adequado para transferência de pessoas, como usuários de cadeiras de rodas, pacientes bariátricos, pacientes acamados, deficientes, deficientes físicos, pacientes com fratura de membros inferiores, idosos com pouca capacidade de caminhar até uma cadeira de rodas.

As transferências podem ser de e para camas, cadeiras, do chão para a cama, transferências laterais, banho e toalete. O equipamento tem design compacto e versátil, adequado para movimentar todos os tipos de pacientes. Leve e fácil de desmontar, conveniente para transporte e instalação rápidos. Pode fazer com que pacientes e cuidadores se sintam seguros, confortáveis e estáveis.

Características:

- Estrutura estrutural geral de aço, com berço de 6 pontos
- Para cuidados domiciliares ou uso em lares de idosos, etc.
- Para carregar, basta conectar a unidade. A bateria não precisa ser removida para ser carregada
- com botão de emergência pode alternar para o modo manual para abaixar o paciente com segurança
- Design de rodízios silenciosos com freio duplo
- Fácil de desmontar para transporte
- Base baixa disponível para pouca folga em camas especiais
- Funcionalidade e segurança ideais

Nome do Produto	Elevador de paciente elétrico
Peso líquido	40kg
Capacidade de peso	180kg
Altura	28"-73"
Largura da Base	18" - 34,5"
Função	Transferência para deficientes ou deficientes, assistência para caminhar, atendimento domiciliar
Aplicativo	Assistência domiciliar, casa de repouso ou hospital, etc.
Impulso	8000N

Descrição detalhada:



Fácil operação

Durante o processo de elevação, o cabide pode ser girado 360 para obter uma posição confortável, de uso conveniente e flexível.



Painel multifuncional

Painel multifuncional, exibição do status da bateria em tempo real. com botão de controle, para cima/para baixo.



Botão de parada de emergência

Pressione o botão vermelho, o dispositivo de controle é suspenso. gire o botão para a direita, o dispositivo de controle é ativado.



Rodas traseiras com trava

Rodas traseiras com freios, interrompem o movimento de elevação não intencional. por exemplo. quando o paciente está suspenso.



Base ultrabaixa
A base pode ser colocada embaixo da cama, centro de gravidade baixo e com boa estabilidade, próxima aos pacientes acamados para melhor atendimento.



Carga máxima 180kg
Uma estrutura robusta de aço substancial, limite máximo de peso do usuário de 180Kg. É muito manobrável e leve de usar.