

**Auxílio na transferência, permanência e levantamento de pacientes:** A estrutura compacta cabe na maioria das portas, permitindo transferências fáceis e seguras entre uma cadeira de rodas, cama, cadeira, sofá, cômoda ou outras posições sentadas.

**Stand Assist:** O design de corpo inteiro e um centro de gravidade baixo melhoram a estabilidade do paciente, evitando quedas e minimizando o risco de lesões durante as transferências, proporcionando tranquilidade tanto para pacientes quanto para cuidadores.

**Simple e conveniente:** Os cuidadores podem transferir pacientes com facilidade e segurança, permitindo-lhes mover-se de forma independente. Promove a mobilidade, incentivando o paciente a sentar-se, transferir-se e sentar-se com a ajuda do cuidador.

**Design ergonômico:** Joelheiras e assento acolchoados são ergonomicamente moldados para se ajustarem ao seu corpo para máximo conforto. Cada corrimão é revestido com espuma macia para proporcionar uma aderência segura e confortável.

**Características de segurança:** Dois rodízios (rodas) de travamento localizados atrás da base, garantindo maior segurança e deslizamento suave em diversas superfícies do piso.

### Características:

1. Um auxílio de transferência ajustável de assistência capaz
2. Solução segura e fácil para transferência de pacientes
3. Pernas extensíveis para maior estabilidade
4. Ideal para aqueles que conseguem passar da posição sentada para a posição em pé
5. Manobrar através de portas padrão com facilidade
6. Joelheira ajuda a apoiar as pernas
7. 2 rodas com freio maximizam a segurança e a estabilidade
8. Pode ser levado diretamente até um banheiro

<b>Nome do Produto</b>	Able Assist Transfer Auxílios
<b>Peso líquido</b>	33,5kg
<b>Capacidade de peso</b>	200kg
<b>Altura</b>	35,8" * 25,2" * 4,2"
<b>Largura da Base</b>	16,5" - 31,5"
<b>Função</b>	Perfeito para transferências de sala para sala
<b>Aplicativo</b>	Assistência domiciliar, casa de repouso ou hospital, etc.

### Descrição detalhada:



Levante as almofadas do assento para que o usuário possa ocupar o Able Assist;



O usuário coloca os pés na placa antiderrapante estável e obtém apoio do suporte ajustável da perna.



Você pode usar o auxiliar no banheiro e pode ser levado até o vaso sanitário, as rodas podem ser posicionadas em ambos os lados do vaso sanitário oferecendo ao usuário mais dignidade ao sentar.



Equipado com 4 rodas que melhoram a manobrabilidade e permitem uma transferência fácil dos utilizadores, 2 das rodas possuem travões que garantem a máxima segurança e estabilidade na transferência de um paciente.