

Existem séries de produtos principais: elevador de pacientes, dispositivo de transferência de pacientes, camas de enfermagem, concentrador de oxigênio e muito mais, atendendo atendimento domiciliar, agências de reabilitação, instalações de enfermagem, etc.

Agora nossos produtos estão em conformidade com os padrões ISO9001, ISO13485, ISO10535, CE, SGS, UKCA etc.



Levantando do chão



Transferência cama-cadeira



Transferência para ir ao banheiro/banho

O elevador do paciente é um dispositivo auxiliar, adequado para transferência de pessoas, como usuários de cadeiras de rodas, pacientes bariátricos, pacientes acamados, deficientes, deficientes físicos, pacientes com fratura de membros inferiores, idosos com pouca capacidade de caminhar até uma cadeira de rodas.

As transferências podem ser de e para camas, cadeiras, do chão para a cama, transferências laterais, banho e toalete. O equipamento tem design compacto e versátil, adequado para movimentar todos os tipos de pacientes. Leve e fácil de desmontar, conveniente para transporte e instalação rápidos. Pode fazer com que pacientes e cuidadores se sintam seguros, confortáveis e estáveis.

## Características:

- Estrutura estrutural geral de aço, com berço de 6 pontos
- Para cuidados domiciliares ou uso em lares de idosos, etc.
- Para carregar, basta conectar a unidade. A bateria não precisa ser removida para ser carregada
- com botão de emergência pode alternar para o modo manual para abaixar o paciente com segurança
- Design de rodízios silenciosos com freio duplo
- Fácil de desmontar para transporte
- Base baixa disponível para pouca folga em camas especiais
- Funcionalidade e segurança ideais

<b>Nome do Produto</b>	Elevador elétrico para pacientes
<b>Peso líquido</b>	40kg
<b>Capacidade de peso</b>	180kg
<b>Altura</b>	28"-73"

<b>Largura da Base</b>	18" - 34,5"
<b>Função</b>	Transferência para deficientes ou deficientes, assistência para caminhar, atendimento domiciliar
<b>Aplicativo</b>	Assistência domiciliar, casa de repouso ou hospital, etc.
<b>Impulso</b>	8000N

## Descrição detalhada:



### **Operação fácil**

Durante o processo de elevação, o cabide pode ser girado 360 para obter uma posição confortável, de uso conveniente e flexível.



### **Painel multifuncional**

Painel multifuncional, exibição do status da bateria em tempo real. com botão de controle, para cima/para baixo.



### **Botão de parada de emergência**

Pressione o botão vermelho, o dispositivo de controle é suspenso. gire o botão para a direita, o dispositivo de controle é ativado.



### **Rodas traseiras com trava**

Rodas traseiras com freios, interrompem o movimento de elevação não intencional, por exemplo, quando o paciente está suspenso.



### **Base ultrabaixa**

A base pode ser colocada embaixo da cama, centro de gravidade baixo e com boa estabilidade, próxima aos pacientes acamados para melhor atendimento.



### **Carga máxima 180kg**

Uma estrutura robusta de aço substancial, limite máximo de peso do usuário de 180Kg. É muito manobrável e leve de usar.