

Cama baixa elétrica completa de três motores

A cama silenciosa, conveniente e totalmente elétrica de baixa altura proporciona uma mudança de posição suave com controle manual pendente fácil de usar e altura geral da estrutura da cama para máximo conforto e versatilidade para o paciente ou cuidador.



Guia de compra de camas elétricas



Capacidade de peso 204kg



Cama baixa



Rodízios com Freio



Cama totalmente elétrica com três motores



Estrutura do produto

- ① Mola do pé
- ② Mola principal
- ③ Placa de cabeça/pé
- ④ Manivela Manual de Emergência
- ⑤ Rodízios
- ⑥ Controle pendente manual
- ⑦ 3 motores/atuidores

Vantagem do produto

1. O posicionamento da seção dos pés e a altura total da estrutura da cama para máximo conforto e versatilidade para o paciente ou cuidador
2. A construção da estrutura do canal fornece resistência superior e peso reduzido
3. A estrutura reforçada resiste à torção e flexão
4. Plataforma de mola revestida de zinco de longa duração para conforto do paciente
5. As cabeceiras resistentes com capas de cabeceira moldadas em polietileno HD duráveis são atraentes e fáceis de manter
6. A cabeceira é mais alta que o estribo para combinar com a decoração da casa
7. Etiquetas e molas codificadas por cores ajudam a garantir a instalação precisa das grades laterais para segurança do paciente
8. O músculo burro de carga de alto desempenho da usina de 3 motores é um padrão da indústria
9. Em caso de falha de energia, acessibilidade da manivela Hi/Lo montada na parte superior e cancelamento manual do motor da manivela para ajustes da superfície de repouso