

Solução segura e fácil para ajudar uma pessoa de sala em sala.

### Recurso:

- Alças ajustáveis em altura para atender às necessidades do usuário
- Suportes de pernas em PU ajustáveis em altura, largura e ângulo, suportes acolchoados para a parte inferior das pernas  
pode ser ajustado sem ferramentas
- Base de baixo perfil facilita a colocação dos pés do usuário
- Estrutura de aço resistente fornece suporte estável para o usuário
- A alça tem vários pontos de preensão e é inclinada para permitir o uso do nariz sobre os dedos dos pés  
movimento em pé
- A abertura no guiador central permite a instalação rápida de cintos de suporte opcionais
- 2 rodízios traseiros de 8 cm garantem manobras sem esforço, mesmo com usuários mais pesados
- Superfícies fáceis de limpar

<b>Nome do Produto</b>	Paciente Turner
<b>Peso líquido</b>	16,5kg
<b>Capacidade de peso</b>	150kg
<b>Altura</b>	6,3"-7,1"
<b>Dimensões da almofada</b>	6,9" * 4,9"
<b>Função</b>	Perfeito para transferências de sala para sala
<b>Aplicativo</b>	Assistência domiciliar, casa de repouso ou hospital, etc.

### Descrição detalhada:



Os suportes acolchoados para a parte inferior das pernas podem ser ajustados em largura, ângulo e altura para maior conforto do usuário (sem ferramentas).



A base de perfil baixo facilita a colocação dos pés do usuário. A área de base substancial proporciona estabilidade, com barra traseira também permitindo ao cuidador contrabalançar.



Estrutura de aço resistente, abertura no guiador central permite a instalação rápida de cintos de suporte opcionais.



Capacidade de peso 150kg. Ajuda os cuidadores ou acompanhantes a transferir o usuário de um assento para outro.