

O nebulizador compressor Precyon fornece terapia de inalação nebulizada rápida, eficiente e confortável, projetada para uso doméstico. Este é um nebulizador compressor silencioso e resistente, adequado para nebulizar a maioria dos medicamentos em aerosol prescritos para doenças respiratórias comuns. Ele oferece fluxo de fluxo mais alto, tempo de tratamento mais curto e nível de ruído mais baixo do que muitos outros nebulizadores de compressores ecnômicos.

**Descrição detalhada:**

• Fluxo de nebulização de 100 L/min e extremamente portátil.  
 • A potência sonora de ruído é silencioso, confortável e silencioso.

• Fluxo máximo de partícula consistente de 45 minutos a tempo de tratamento rápido.

Modelo do produto	Serie Precyon / 2000
Dimensões da unidade	121 mm x 102 mm x 117 mm
Peso	0,41 libras (1,86 kg)
Resistência elétrica	100-240 VCA, 50/60 Hz
Nível de ruído operacional	45 dBA
Fluxo máximo	100 L/min
Fluxo de ar livre do compressor	4 L/min
Tamanho da partícula	2µm - 5µm
Tipo de nebulizador	4, 5, 2 -jet
Limpeza	Autoclavável




**PORTABLE COMPRESSOR NEBULIZER**

Penetrate into Bronchus & Lung 2-5µm



**MICRON NEBULIZATION FINE PARTICLES**

MMAD: 3.6 - 4.0 µm




**QUIET ENVIRONMENT SILENT ATOMIZATION**

Low noise design, easy for children to sleep




**USE BASIC STEPS**



Adequado para uma variedade de situações



Mais detalhes



**Nebulização em nível de aerossol — 2µm-5µm**  
As partículas inaladas atingem diretamente o trato respiratório superior, traqueia, brônquios e trato respiratório inferior, facilitando a absorção do medicamento.



**Alta eficiência de atomização**  
Atomização suave para operação contínua.



**Nível de baixo ruído**  
Baixa potência, baixa vibração, e atomização do bebê não resiste.