

Este é um nebulizador compressor silencioso e funcional. Ele oferece fluxos de litros mais altos, tempos de tratamento mais curtos e níveis de ruído mais baixos do que muitos outros nebulizadores de compressores econômicos.

Descrição detalhada:


O design ultracompacto torna-o extremamente portátil.

A poderosa bomba de pistão é eficiente, confiável e silenciosa.

Oferece tamanho de partícula consistente de ≤5 microns e tempos de tratamento rápidos.



Adequado para uma variedade de situações



Mais detalhes




Nebulização em nível de micron — 0,5 µm ~ 5 µm

As partículas nebulizadas atingem diretamente o trato respiratório superior, traqueia, alvéolos e trato respiratório inferior, facilitando a absorção do medicamento.



Alta eficiência de atomização

Atomização suave para operação contínua.



Design de baixo ruído

Baixa potência, baixa vibração, a atomização do bebê não resiste.