

O Able Assist Adjustable Transfer Aid oferece uma solução fácil e segura para um cuidador que deseja transferir um cliente.

O auxílio de transferência ajustável Able Assist é ideal para usuários que podem passar da posição sentada para a posição de pé. Ao transferir de sala para sala, permite ao utilizador participar na transferência, o que ajuda a melhorar o tônus muscular, tendo as pernas apoiadas na joelheira e podendo segurar-se na barra horizontal à sua frente, o que também proporciona ao cuidador uma segurança e solução ao transferir. A largura estreita do Able Assist permite ao cuidador manobrar facilmente através de portas padrão.

Características:

1. Um auxílio de transferência ajustável de assistência capaz
2. Solução segura e fácil para transferência de pacientes
3. Pernas extensíveis para maior estabilidade
4. Ideal para aqueles que conseguem passar da posição sentada para a posição em pé
5. Manobrar através de portas padrão com facilidade
6. Joelheira ajuda a apoiar as pernas
7. 2 rodas com freio maximizam a segurança e a estabilidade
8. Pode ser levado diretamente até um banheiro

| | |
|---------------------------|---|
| Nome do Produto | Able Assist Transfer Auxílios |
| Peso líquido | 33,5kg |
| Capacidade de peso | 200kg |
| Altura | 35,8" * 25,2" * 4,2" |
| Largura da Base | 16,5" - 31,5" |
| Função | Perfeito para transferências de sala para sala |
| Aplicativo | Assistência domiciliar, casa de repouso ou hospital, etc. |

Descrição detalhada:



Levante as almofadas do assento para que o usuário possa ocupar o Able Assist;



O usuário coloca os pés na placa antiderrapante estável e obtém apoio do suporte ajustável da perna.



Você pode usar o auxiliar no banheiro e pode ser levado até o vaso sanitário, as rodas podem ser posicionadas em ambos os lados do vaso sanitário oferecendo ao usuário mais dignidade ao sentar.



Equipado com 4 rodas que melhoram a manobrabilidade e permitem uma transferência fácil dos utilizadores, 2 das rodas possuem travões que garantem a máxima segurança e estabilidade na transferência de um paciente.