

**Recurso:**

- A abertura no guidador central permite a instalação rápida de acessórios opcionais cintos de suporte
- 4 rodízios dianteiros e traseiros combinados com 2x13 cm ( 5" ) central rodas garantem manobras sem esforço, mesmo com usuários mais pesados
- Freios operados por pé nas rodas centrais proporcionam estabilidade durante movimento em pé/sentado
- Superfícies fáceis de limpar
- Facilmente desmontado/remontado sem ferramentas para transporte e armazenamento, tem um peso máximo do usuário de 150 kg
- A área de base substancial proporciona estabilidade

<b>Nome do Produto</b>	Auxiliar de transferência sentado para ficar de pé
<b>Dimensões</b>	22,6" * 24,8" * 46,5"
<b>Capacidade de peso</b>	150kg
<b>Altura</b>	11,8" - 18,5"
<b>Função</b>	Perfeito para transferências de sala para sala
<b>Aplicativo</b>	Assistência domiciliar, casa de repouso ou hospital, etc.

**Descrição detalhada:**

Estrutura de aço robusta, abertura no guidador central permite a instalação rápida de cintos de suporte opcionais.



O suporte acolchoado para a parte inferior das pernas pode ser ajustado em largura, ângulo e altura para se adequar ao conforto do usuário.



4 rodízios dianteiros e traseiros combinados com 2 x 13cm (5")  
as rodas centrais garantem manobras sem esforço, mesmo com usuários mais pesados.  
tem peso máximo do usuário de 150kg.