

Elevador hidráulico de pacientes

Os elevadores da série Deneb são muito fáceis de manobrar e oferecem uma ampla seleção de lingas para uma variedade de situações de elevação. As transferências podem ser de e para camas, cadeiras, do chão para a cama, transferências laterais, banheiro e vaso sanitário. O equipamento possui um design compacto e versátil, adequado para movimentar todos os tipos de pacientes. Leve e fácil de desmontar, conveniente para transporte e instalação rápidos. Pode fazer com que os pacientes e cuidadores se sintam seguros, confortáveis e estáveis.



Guia de compra de elevador de paciente



capacidade de peso
(450 libras)



Tamanho do Elevador Escolha



Barra giratória de seis pontos



Bomba hidráulica



Estrutura do produto

- Cabide
- estilingue
- Básico
- roda traseira
- Alavanca de ajuste da base
- Bomba hidráulica
- Caneta
- empurre a mão

vantagem do produto

Características do Elevador de Paciente (Elevador Hoyer):

- O elevador possui um alcance de 20 "-64" e permite que as pessoas sejam levantadas de uma posição deitada no chão
- Pump Handle: Capaz de girar de um lado para o outro para o conforto do cuidador. Quantas vezes pode ser usado?
- Dicas: É altamente recomendável que os pacientes sejam assistidos por duas pessoas durante o levantamento.
- Fácil montagem, leva apenas 2 minutos para montar os elevadores.

Tamanho do Elevador Escolha



Características do estilingue:

Fácil de usar - O sling ajuda a transferir os usuários de uma cama para uma cadeira de rodas, poltrona reclinável ou cadeira de banho. A grande abertura no design também permite que você vá ao banheiro.

Manutenção (fácil de limpar): O tecido de poliéster lavável pode ser usado em ambientes úmidos ou secos.

Uso múltiplo: Ideal para transferir um paciente da cama para cadeira, cadeira de rodas ou cômoda, cadeira para cadeira ou do chão para cama ou cadeira usando seu elevador manual ou elétrico.