

Безопасное и простое решение, помогающее человеку переходить из комнаты в комнату.

### Особенность:

- Ручки, регулируемые по высоте в соответствии с требованиями пользователя.
  - Регулируемые по высоте, ширине и углу наклона опоры для ног из полиуретана, мягкие опоры для голеней  
можно отрегулировать без инструментов
  - Низкопрофильное основание облегчает размещение ног пользователя.
  - Прочная стальная рама обеспечивает стабильную поддержку пользователя.
  - Ручка имеет несколько точек захвата и расположена под углом, позволяющим переместить нос к носку.
- стоячее движение
- Отверстие на центральной рукоятке позволяет быстро установить дополнительные поддерживающие ремни.
  - 2 задних ролика диаметром 8 см обеспечивают легкое маневрирование даже для более тяжелых пользователей.
  - Легко протираемые поверхности.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>наименование товара</b>  | Пациент Тернер                                       |
| <b>Вес нетто</b>            | 16,5 кг  |
| <b>Вес Грузоподъемность</b> | 150 кг   |
| <b>Высота</b>               | 6,3-7,1 дюйма  |
| <b>Размеры колодки</b>      | 6,9 "*" 4,9"   |
| <b>Функция</b>              | Идеально подходит для трансфера из комнаты в комнату |
| <b>Приложение</b>           | Уход на дому, дом престарелых или больница и т. д.   |

### Подробное описание:



Мягкие опоры для голеней можно регулировать по ширине, углу и высоте для удобства пользователя (без инструментов).



Низкопрофильное основание облегчает размещение ног пользователя. Большая площадь основания обеспечивает устойчивость, а задняя перекладина также позволяет лицу, осуществляющему уход, сохранять равновесие.



Прочная стальная рама, отверстие в центральной рукоятке позволяет быстро установить дополнительные поддерживающие ремни.



Грузоподъемность 150 кг. Помогает лицам, осуществляющим уход, или обслуживающему персоналу переносить пользователя с одного места на другое.