



Подъем с пола



Трансфер в туалет/кушание



Трансфер кровать-кресло

Подъемник для пациентов — это вспомогательное устройство, подходящее для перемещения людей, например, людей в инвалидных колясках. Бариастрический пациент. Лежачие больные, инвалиды, инвалиды, пациенты с переломами нижних конечностей, пожилые люди с плохой способностью передвигаться на инвалидной коляске.

Этот электрический подъемник для пациентов с питанием от аккумулятора представляет собой исключительную ценность среди электрических подъемников для пациентов. Это доступный электроподъемник с аккумулятором и зарядным устройством.

Поднимите с пола, кровати, туалета или инвалидной коляски. Простая в использовании система подъема имеет широкую люльку, на которой можно установить 2-точечный или 4-точечный строп.

Функции:

- Тяжелая конструкция с 6-точечной опорой
- Насос с приводом Jumbo с аварийной кнопкой может переключаться в ручной режим для безопасного опускания пациента.
- Быстрая и простая зарядка от розетки переменного тока.
- Для зарядки просто подключите устройство к сети. Для зарядки аккумулятора не нужно снимать
- Лифт не будет работать, пока он подключен к сети.
- Для домашнего ухода.
- Дополнительные веса

наименование товара	Подъемник для пациентов с батарейным питанием
Вес нетто	49 кг
Вес Грузоподъемность	204 кг
Высота	27,5-76 дюймов
Ширина основания	24"-41"
Функция	Трансфер для инвалидов или инвалидов, помощь при ходьбе, уход на дому
Приложение	Уход на дому, дом престарелых или больница и т. д.
Толкать	10000Н

Подробное описание:



Простое управление

В процессе подъема вешалку можно повернуть на 360 градусов, чтобы занять удобное положение.
Дополнительные веса.



Кнопка аварийной остановки

с кнопкой аварийной остановки и системой аварийного опускания.
Насос можно переключить в ручной режим для безопасного опускания пациента.



Ручки для захвата

Большой, удобный для захвата, для легкой маневренности.



Ролики с тормозом

Тормоза на задних колесах предотвращают перемещение устройства во время использования.