

**Помощь при перемещении, стоянии и подъеме пациента:** Компактная рама проходит через большинство дверных проемов, обеспечивая легкий, безопасный и надежный переход между инвалидной коляской, кроватью, стулом, диваном, туалетом или другим сидячим положением.

Поддержка стойки: конструкция всего тела и низкий центр тяжести повышают устойчивость пациента, предотвращая падения и сводя к минимуму риск травм во время транспортировки, а также обеспечивая душевное спокойствие как пациентам, так и лицам, осуществляющим уход.

**Просто и удобно:** Лица, осуществляющие уход, могут легко и безопасно перемещать пациентов, позволяя им передвигаться самостоятельно. Это способствует мобильности, побуждая пациента садиться, перемещаться и садиться с помощью лица, осуществляющего уход.

**Эргономичный дизайн:** Мягкие наколенники и сиденье имеют эргономичную форму, соответствующую вашему телу и обеспечивающую максимальный комфорт. Каждый поручень покрыт мягкой пеной, обеспечивающей надежный и удобный захват.

**Функции безопасности:** Два ролика (колеса) с блокировкой, расположенные за основанием, обеспечивают повышенную безопасность и плавное скольжение по различным поверхностям пола.

### **Функции:**

1. Одно регулируемое приспособление для переноски
2. Безопасное и простое решение для транспортировки пациентов.
3. Раздвижные ножки для дополнительной устойчивости.
4. Идеально подходит для тех, кто может подниматься из положения сидя в положение стоя.
5. Легко проходит через стандартные дверные проемы.
6. Коленный бандаж помогает поддерживать ноги.
7. 2 колеса с тормозом повышают безопасность и устойчивость.
8. Можно подвезти прямо к туалету.

<b>наименование товара</b>	Вспомогательные средства для переноса
<b>Вес нетто</b>	33,5 кг
<b>Вес Грузоподъемность</b>	200 кг
<b>Высота</b>	35,8 дюйма * 25,2 дюйма * 4,2 дюйма
<b>Ширина основания</b>	16,5-31,5 дюйма
<b>Функция</b>	Идеально подходит для трансфера из комнаты в комнату
<b>Приложение</b>	Уход на дому, дом престарелых или больница и т. д.

### **Подробное описание:**



Поднимите подушки сиденья, чтобы пользователь мог занять Able Assist;



Пользователь ставит ноги на устойчивую противоскользящую подставку для ног и получает поддержку от регулируемой опоры для голени.



Вы можете использовать ассистент в ванной и подвезти его к туалету. Колеса можно расположить по обе стороны от унитаза, что обеспечивает пользователю больше достоинства при сидении.



Оснащен четырьмя колесами, которые повышают маневренность и позволяют пользователям легко перемещаться. Два колеса имеют тормоза, которые обеспечивают максимальную безопасность и устойчивость при транспортировке пациента.