

Трехмоторный полностью электрический низкорамный кровать

Тихая, удобная, полностью электрическая низкая кровать обеспечивает плавное изменение положения с помощью простого в использовании ручного подвешного управления, а общую высоту каркаса кровати обеспечивает максимальный комфорт и универсальность для пациента или лица, осуществляющего уход.



Руководство по покупке электрических кроватей



Вес: 204 кг.



Низкая кровать



Ролики с тормозом



Полностью электрическая кровать с тремя двигателями



Структура продукта

- 1 Пружина стопы
- 2 Головка пружины
- 3 Подставка для головы/ног
- 4 Аварийная ручная рукоятка
- 5 Ролики
- 6 Ручное подвешное управление
- 7 3 двигателя/привода

Преимущество продукта

1. Расположение ножной секции и общая высота каркаса кровати обеспечивают максимальный комфорт и универсальность для пациента или лица, осуществляющего уход.
2. Конструкция рамы канала обеспечивает превосходную прочность и уменьшенный вес.
3. Усиленная рама устойчива к скручиванию и изгибу.
4. Долговечная пружинная дека с цинковым покрытием для комфорта пациента.
5. Сверхмощные торцы кровати с прочными формованными крышками из полиэтилена HD привлекательны и просты в обслуживании.
6. Изголовье выше изножья, что позволяет гармонизировать с домашним декором.
7. Этикетки и пружины с цветовой маркировкой помогают обеспечить точную установку боковых поручней для безопасности пациента.
8. Высокопроизводительная рабочая лошадка трехмоторной электростанции является отраслевым стандартом.
9. В случае сбоя питания, верхний доступ к рукоятке Hi/Lo и ручное управление кривошипно-двигательным двигателем для регулировки спальной поверхности.