## **Трехмоторный полностью электрический низкорамный кровать**

Тихая, удобная, полностью электрическая низкая кровать обеспечивает плавное изменение положения с помощью простого в использовании ручного подвесного управления, а общую высоту каркаса кровати обеспечивает максимальный комфорт и универсальность для пациента или лица, осуществляющего уход.



## Руководство по покупке электрических кроватей









Вес: 204 кг.

Низкая кровать

Ролики с тормозом

Полностью электрическая кровать с тремя двигателями



## Структура продукта

- ① Пружина стопы
- 2 Головка пружины
- ③ Подставка для головы/ног
- ④ Аварийная ручная рукоятка
- ⑤ Ролики
- © Ручное подвесное управление
- Э 3 двигателя/привода

## Преимущество продукта

- 1. Расположение ножной секции и общая высота каркаса кровати обеспечивают максимальный комфорт и универсальность для пациента или лица, осуществляющего уход.
- 2. Конструкция рамы канала обеспечивает превосходную прочность и уменьшенный вес.
- 3. Усиленная рама устойчива к скручиванию и изгибу.
- 4. Долговечная пружинная дека с цинковым покрытием для комфорта пациента.
- 5. Сверхмощные торцы кровати с прочными формованными крышками из полиэтилена HD привлекательны и просты в обслуживании.
- 6. Изголовье выше изножья, что позволяет гармонировать с домашним декором.
- 7. Этикетки и пружины с цветовой маркировкой помогают обеспечить точную установку боковых поручней для безопасности пациента.
- 8. Высокопроизводительная рабочая лошадка трехмоторной электростанции является отраслевым стандартом.
- 9. В случае сбоя питания, верхний доступ к рукоятке Hi/Lo и ручное управление кривошипно-двигательным двигателем для регулировки спальной поверхности.