Безопасное и простое решение, помогающее человеку переходить из комнаты в комнату.

## Особенность:

- Ручки, регулируемые по высоте в соответствии с требованиями пользователя.
- Регулируемые по высоте, ширине и углу наклона опоры для ног из полиуретана, мягкие опоры для голеней

можно отрегулировать без инструментов

- Низкопрофильное основание облегчает размещение ног пользователя.
- Прочная стальная рама обеспечивает стабильную поддержку пользователя.
- Ручка имеет несколько точек захвата и расположена под углом, позволяющим переместить нос к носку.

## стоячее движение

- Отверстие на центральной рукоятке позволяет быстро установить дополнительные поддерживающие ремни.
- 2 задних ролика диаметром 8 см обеспечивают легкое маневрирование даже для более тяжелых пользователей.
- Легко протираемые поверхности.

наименование товара	Пациент Тернер
Вес нетто	16,5 кг
Вес Грузоподъемность	150 кг
Высота	6,3-7,1 дюйма
Размеры колодки	6,9 "* 4,9"
Функция	Идеально подходит для трансфера из комнаты в комнату
Приложение	Уход на дому, дом престарелых или больница и т. д.

## Подробное описание:



Мягкие опоры для голеней можно регулировать по ширине, углу и высоте для удобства пользовател (боз инстиументов)



Низкопрофильное основание облегчает размещение ног пользователя. Большая площадь основания обеспечивает устойчивость, а задняя перекладина также позволяет лицу, осуществляющему уход, сохранять равновесие.



Прочная стапьная рама, отверстие в центральной рукоятке позволяет быстро установить дополнительные поддерживающие ремни.



Грузоподъемность 150 кг. Помогает лицам, осуществляющим уход, или обслуживающему персоналу переносить пользователя с одного места на другое.