


Это тихий и трудолюбивый компрессорный небулайзер. Он обеспечивает более высокий расход в литрах, более короткое время обработки и более низкий уровень шума, чем многие другие экономичные компрессорные небулайзеры.

Подробное описание:


Сверхкомпактный дизайн делает его чрезвычайно портативным. Мощный поршневой насос эффективен, надежен и бесшумен. Обеспечивает постоянный размер частиц ≤5 микрон и быстрое время обработки.



Подходит для различных ситуаций



Подробнее




Распыление микронного уровня — 0,5-5 мкм.

Распыляемые частицы напрямую достигают верхних дыхательных путей, трахеи, альвеол и нижних дыхательных путей, что облегчает всасывание лекарства.



Высокая эффективность распыления

Плавное распыление для непрерывной работы.



Низкий уровень шума

Низкая мощность, низкая вибрация, не выдерживает распыления ребенка.