

### Особенность:

- Отверстие на центральной ручке позволяет быстро установить дополнительное оборудование. поддерживающие ремни
- 4 передние и задние ролики в сочетании с 2 x 13 см ( 5 дюймов ) центральный колеса обеспечивают легкое маневрирование даже тяжелым пользователям
- Ножные тормоза на центральных колесах обеспечивают устойчивость во время движения. движение стоя/сидя
- Легко протирать поверхности.
- Легко разбирается/собирается без инструментов для транспортировки. и хранилище, максимальный вес пользователя составляет 150 кг
- Значительная площадь основания обеспечивает стабильность.

<b>наименование товара</b>	Помощь при пересадке из положения «сидеть-стоять»
<b>Размеры</b>	22,6 дюйма * 24,8 дюйма * 46,5 дюйма
<b>Вес Грузоподъемность</b>	150 кг
<b>Высота</b>	11,8-18,5 дюйма
<b>Функция</b>	Идеально подходит для трансфера из комнаты в комнату
<b>Приложение</b>	Уход на дому, дом престарелых или больница и т. д.

### Подробное описание:



Прочная стальная рама, отверстие в центральной рукоятке позволяет быстро установить дополнительные поддерживающие ремни.



Мягкая поддержка голени может регулироваться по ширине, углу и высоте для удобства пользователя.



4 передних и задних ролика в сочетании с 2 x 13 см (5 дюймов)  
Центральные колеса обеспечивают легкое маневрирование даже тяжелым пользователям.  
Максимальный вес пользователя составляет 150 кг.