

Сверхлегкая электрическая кровать

Отличная сверхлегкая электрическая кровать для ухода за собой! Сверхлегкая электрическая кровать идеально подходит для любого человека, которому нужна кровать дома, в больнице или в доме престарелых. Автономный двигатель остается невероятно тихим, а узел двигателя можно устанавливать и снимать, пока пациент остается в постели.

Комфорт, удобство, качество: легко отрегулируйте кровать до нужной высоты и положения. Каркас кровати прост в сборке, легко моется.



Руководство по покупке электрической кровати



Вес Емкость
(450 фунтов)



Функции и особенности



Материал



Аксессуары



Структура продукта

- Ограждение (опционально)
- Мотор
- Пружинная кровать
- Изголовье/изножье
- Стопорный штифт
- Ролики

Преимущество продукта


Кровать имеет швеллерную конструкцию с оцинкованной пружинной декой для обеспечения превосходной прочности и снижения веса.

Кровать достаточно прочная, чтобы выдерживать нагрузку до 450 фунтов, но при этом оснащена колесиками, которые легко перемещаются и легко регулируются в диапазоне от 9,5 до 20 дюймов.

Поставляется с батареей 9 В, позволяющей опускать секцию кровати до 9 раз при отключении электроэнергии.

Изголовье выше, чем изножье, чтобы лучше вписаться в домашний декор.

Постельные принадлежности



Подвеска с ручным управлением:

6-кнопочное управление, светящиеся в темноте кнопки.

Даже при выключенном свете кулон может быть быстро обнаружен пользователем или обслуживающим персоналом.

Совместим со всеми матрасами для кроватей:

К этой раме подойдет любой матрас стандартного размера. Если вы хотите использовать пенопластовый, пружинный или надувной матрас с переменным давлением, эта рама будет идеальной.

Полурельс в комплекте:

Эти защитные рельсы легко защелкиваются и снимаются. Кнопка легкого разблокировки позволяет легко опускать или поднимать каждую рейку независимо друг от друга.