

Giải pháp an toàn và dễ dàng để giúp một người từ phòng này sang phòng khác.

### Tính năng:

- Tay cầm có thể điều chỉnh độ cao phù hợp với yêu cầu của người sử dụng
- Hỗ trợ chân PU có thể điều chỉnh chiều cao, chiều rộng và góc, Hỗ trợ chân dưới có đệm có thể được điều chỉnh công cụ miễn phí
- Đế có cấu hình thấp tạo điều kiện thuận lợi cho việc đặt chân của người dùng
- Khung thép chắc chắn mang đến sự hỗ trợ ổn định cho người sử dụng
- Tay cầm có nhiều điểm kẹp và có góc cạnh để có thể cầm nắm qua ngón chân chuyển động đứng
- Khả năng mở trên thanh tay cầm trung tâm cho phép lắp nhanh đai hỗ trợ tùy chọn
- 2 bánh xe 8cm phía sau đảm bảo di chuyển dễ dàng ngay cả với người dùng nặng cân hơn
- Bề mặt dễ lau chùi

<b>tên sản phẩm</b>	bệnh nhân Turner
<b>Khối lượng tịnh</b>	16,5 kg
<b>Cân nặng có khả năng</b>	150 kg
<b>Chiều cao</b>	6,3"-7,1"
<b>Kích thước đệm</b>	6,9" * 4,9"
<b>Chức năng</b>	Hoàn hảo cho việc chuyển phòng này sang phòng khác
<b>Ứng dụng</b>	Chăm sóc tại nhà, viện dưỡng lão hoặc bệnh viện, v.v.

### Miêu tả cụ thể:



Hỗ trợ chân dưới có đệm có thể được điều chỉnh về chiều rộng, góc và chiều cao để tạo sự thoải mái cho người dùng (không cần dụng cụ).



Chân đế thấp tạo điều kiện thuận lợi cho việc đặt chân của người dùng. Diện tích chân đế đáng kể mang lại sự ổn định, với thanh phía sau cũng cho phép người chăm sóc cân bằng đối trọng.



Khung thép chắc chắn, khả năng mở trên thanh tay cầm trung tâm cho phép lắp nhanh các đai hỗ trợ tùy chọn.



Trọng lượng 150kg, giúp người chăm sóc hoặc người phục vụ di chuyển người dùng từ ghế này sang ghế khác.