

Có các dòng sản phẩm chính: xe nâng bệnh nhân, thiết bị chuyển bệnh nhân, giường điều dưỡng, máy tạo oxy, v.v., phục vụ chăm sóc tại nhà, cơ quan phục hồi chức năng, cơ sở điều dưỡng, v.v.

Bây giờ các sản phẩm của chúng tôi phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001, ISO13485, ISO10535, CE, SGS, UKCA, v.v.



Nâng từ sàn



Chuyển giường-ghế



Di chuyển đi vệ sinh/tắm

Thang máy bệnh nhân là một thiết bị hỗ trợ, thích hợp cho những người di chuyển như Người sử dụng xe lăn, Bệnh nhân béo phì, Bệnh nhân nằm liệt giường, Người khuyết tật, Người khuyết tật, bệnh nhân gãy xương chi dưới, người già không có khả năng đi lại trên xe lăn.

Việc di chuyển có thể là đến và đi từ giường, ghế, sàn này sang giường khác, chuyển bên, tắm và đi vệ sinh. Thiết bị có thiết kế nhỏ gọn, đa năng, phù hợp cho việc di chuyển mọi đối tượng bệnh nhân. Nhẹ và dễ tháo lắp, thuận tiện cho việc vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng. Có thể làm cho bệnh nhân và người chăm sóc cảm thấy an toàn, thoải mái và ổn định.

## Đặc trưng:

- Khung kết cấu thép tổng thể, có Giá đỡ 6 điểm
- Để sử dụng tại nhà hoặc viện dưỡng lão, v.v.
- Để sạc, chỉ cần cắm thiết bị vào. Không cần phải tháo pin ra để sạc
- với nút khẩn cấp có thể chuyển sang chế độ thủ công để hạ bệnh nhân xuống an toàn
- Thiết kế bánh xe im lặng đôi phanh
- Dễ dàng tháo lắp để vận chuyển
- Có sẵn đế thấp cho khoảng trống thấp của giường đặc biệt
- Chức năng tối ưu và an toàn

<b>tên sản phẩm</b>	Xe nâng bệnh nhân bằng điện
<b>Khối lượng tịnh</b>	40kg
<b>Cân nặng có khả năng</b>	180kg
<b>Chiều cao</b>	28"-73"
<b>Chiều rộng của cơ sở</b>	18" - 34,5"
<b>Chức năng</b>	Dịch vụ đưa đón người khuyết tật hoặc khuyết tật, hỗ trợ đi bộ, chăm sóc tại nhà
<b>Ứng dụng</b>	Chăm sóc tại nhà, viện dưỡng lão hoặc bệnh viện, v.v.

<b>Đẩy</b>	8000N
------------	-------

## Miêu tả cụ thể:



### **Dễ dàng vận hành**

Trong quá trình nâng, móc treo có thể xoay 360 để có được tư thế thoải mái, sử dụng thuận tiện và linh hoạt.



## **Bảng điều khiển đa chức năng**

Bảng điều khiển đa chức năng, hiển thị trạng thái pin theo thời gian thực. với nút điều khiển lên/xuống.



### **Nút dừng khẩn cấp**

Nhấn nút màu đỏ, thiết bị điều khiển bị treo. xoay nút sang phải, thiết bị điều khiển được kích hoạt.



## **Bánh sau có khóa**

Bánh sau có phanh, dùng chuyển động nâng không chủ ý.  
ví dụ. khi bệnh nhân bị đình chỉ.



### **Đế cực thấp**

Chân đế có thể đặt dưới gầm giường, trọng tâm thấp với độ ổn định tốt, Gắn với bệnh nhân nằm liệt giường để chăm sóc tốt hơn.



**Tải  
trọng  
tối đa  
180kg**

Khung  
thép chắc  
chắn, giới  
hạn trọng  
lượng  
người  
dùng tối  
đa là  
180Kg.  
Nó rất cơ  
động và  
nhẹ để sử  
dụng.