



Nâng từ sàn



Di chuyển đi vệ sinh/tắm



Chuyển giường-ghế

Xe nâng bệnh nhân là một thiết bị hỗ trợ, thích hợp cho những người di chuyển như Người sử dụng xe lăn. Bệnh nhân béo phì. Bệnh nhân nằm liệt giường, Người khuyết tật, Người khuyết tật, bệnh nhân gãy xương chi dưới, người già khó đi lại bằng xe lăn.

Xe nâng bệnh nhân chạy bằng pin điện này mang lại giá trị vượt trội trong xe nâng bệnh nhân chạy điện. Đây là một chiếc xe nâng chạy bằng điện giá cả phải chăng có pin và bộ sạc.

Thang máy từ sàn nhà, giường, tủ đựng đồ hoặc xe lăn. Để sử dụng Hệ thống thang máy có giá đỡ rộng có thể chứa dây treo 2 điểm hoặc 4 điểm.

Đặc trưng:

- Kết cấu khổ lớn, có giá đỡ 6 điểm
- Bơm truyền động Jumbo với nút khẩn cấp có thể chuyển sang chế độ thủ công để hạ bệnh nhân xuống an toàn
- Sạc nhanh, dễ dàng từ ổ cắm AC
- Để sạc, chỉ cần cắm thiết bị vào. Không cần phải tháo pin ra để sạc
- Thang máy sẽ không hoạt động khi đã cắm điện
- Để sử dụng chăm sóc tại nhà
- Cân trọng lượng tùy chọn

tên sản phẩm	Thang máy bệnh nhân chạy bằng pin
Khối lượng tịnh	49kg
Cân nặng có khả năng	204kg
Chiều cao	27,5"-76"
Chiều rộng của cơ sở	24"-41"
Chức năng	Dịch vụ đưa đón dành cho người khuyết tật hoặc khuyết tật, hỗ trợ đi bộ, chăm sóc tại nhà
Ứng dụng	Chăm sóc tại nhà, viện dưỡng lão hoặc bệnh viện, v.v.
Giá	10000N

Miêu tả cụ thể:



Dễ dàng vận hành

Trong quá trình nâng, móc treo có thể xoay 360 để có được vị trí thoải mái. Cân trọng lượng tùy chọn.



Nút dừng khẩn cấp

với nút dừng khẩn cấp và hệ thống hạ khẩn cấp. Máy bơm có thể được chuyển sang chế độ thủ công để hạ thấp bệnh nhân một cách an toàn.



Tay cầm

Kích thước lớn, dễ cầm nắm, dễ dàng cơ động.



Bánh xe có phanh
Phanh ở bánh sau ngăn thiết bị di chuyển trong quá trình sử dụng.