

Đây là một máy phun sương siêu yên tĩnh và làm việc chính xác. Nó cung cấp lưu lượng 1 lít cao hơn, thời gian xử lý ngắn hơn và mức âm thanh thấp hơn so với nhiều máy phun sương đồng mức tốt khác.

Màu và chi tiết:

Thiết kế nhỏ gọn làm cho nó cực kỳ di động.

Bơm piston mạnh mẽ hoạt động liên tục, đồng tâm cực kỳ yên tĩnh.

Cung cấp kích thước hạt nhỏ hơn 5 micron và thời gian xử lý nhanh.



Thích hợp cho nhiều tình huống khác nhau




PORTABLE COMPRESSOR NEBULIZER

Penetrate into Bronchus & Lung $2\text{-}5\mu\text{m}$



MICRON NEBULIZATION FINE PARTICLES

MMAD: $3.6 - 4.0 \mu\text{m}$




QUIET ENVIRONMENT SILENT ATOMIZATION

Low noise design, easy for children to sleep



USE BASIC STEPS




Thêm chi tiết



Phân khí dung mức micron—2µm—5µm
Các hạt khí dung trực tiếp đến đường hô hấp trên, khí quản, phế nang và đường hô hấp nhỏ, giúp loại bỏ nhanh để được làm.



Hiệu suất nebulizer và bình cam
Nguy hiểm từ bình camсет mà để hoạt động liên tục.



Thiết kế tiếng ồn thấp
Tiếng ồn thấp, độ rung thấp, để người dùng không khó chịu.