

**Hỗ trợ chuyển, đứng và nâng bệnh nhân:** Khung nhỏ gọn vừa vặn với hầu hết các ô cửa, cho phép di chuyển dễ dàng, an toàn và chắc chắn giữa xe lăn, giường, ghế, ghế sofa, tủ đựng đồ hoặc các vị trí ngồi khác.

**Hỗ trợ đứng:** Thiết kế toàn thân và trọng tâm thấp giúp tăng cường sự ổn định của bệnh nhân, ngăn ngừa té ngã và giảm thiểu nguy cơ chấn thương trong quá trình di chuyển, đồng thời mang lại sự yên tâm cho cả bệnh nhân và người chăm sóc.

**Đơn giản & Tiện lợi:** Người chăm sóc có thể di chuyển bệnh nhân một cách dễ dàng và an toàn, cho phép họ di chuyển độc lập.. Nó thúc đẩy khả năng vận động bằng cách khuyến khích bệnh nhân ngồi dậy, di chuyển và ngồi xuống với sự hỗ trợ của người chăm sóc.

**Thiết kế gọn nhẹ:** Miếng đệm đầu gối và ghế ngồi có hình dáng công thái học để phù hợp với cơ thể bạn để mang lại sự thoải mái tối đa. Mỗi tay vịn được bọc bằng bọt mềm để mang lại cảm giác cầm chắc chắn nhưng vẫn thoải mái.

**Các tính năng an toàn:** Hai bánh xe có khóa (bánh xe) nằm phía sau chân đế, đảm bảo tăng độ an toàn và trượt êm trên các bề mặt sàn khác nhau.

### **Đặc trưng:**

1. Một Hỗ trợ Chuyển tiếp Có thể Điều chỉnh Hỗ trợ
2. Giải pháp an toàn và dễ dàng cho việc chuyển bệnh nhân
3. Chân có thể dang rộng để tăng độ ổn định
4. Lý tưởng cho những người có thể nâng từ tư thế ngồi sang tư thế đứng
5. Di chuyển qua các ô cửa tiêu chuẩn một cách dễ dàng
6. Nẹp đầu gối giúp nâng đỡ chân
7. 2 bánh phanh tối đa hóa độ an toàn và ổn định
8. Có thể lăn bánh trực tiếp lên toilet

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>tên sản phẩm</b>         | Có khả năng hỗ trợ chuyển giao                        |
| <b>Khối lượng tịnh</b>      | 33,5kg  |
| <b>Cân nặng có khả năng</b> | 200kg   |
| <b>Chiều cao</b>            | 35,8" * 25,2" * 4,2"                                  |
| <b>Chiều rộng của cơ sở</b> | 16,5" - 31,5"   |
| <b>Chức năng</b>            | Hoàn hảo cho việc chuyển phòng này sang phòng khác    |
| <b>Ứng dụng</b>             | Chăm sóc tại nhà, viện dưỡng lão hoặc bệnh viện, v.v. |

### **Miêu tả cụ thể:**



Lật Tấm đệm ghế lên để Người dùng có thể sử dụng Able Assist;



Người dùng đặt chân lên tấm đỡ chân chống trượt ổn định và nhận được sự hỗ trợ từ phần đỡ chân dưới có thể điều chỉnh được.



Bạn có thể sử dụng thiết bị hỗ trợ có thể sử dụng trong phòng tắm và có thể được đẩy lên bốn cầu, các bánh xe có thể được đặt ở hai bên bốn cầu mang lại cho người dùng vẻ trang nghiêm hơn khi ngồi xuống.



Được trang bị 4 bánh xe giúp nâng cao khả năng cơ động và giúp người dùng di chuyển dễ dàng, 2 trong số các bánh xe có chốt ngắt đảm bảo an toàn và ổn định tối đa khi di chuyển bệnh nhân.