

## Giường thấp hoàn toàn bằng điện ba động cơ

Giường có chiều cao thấp, chạy điện hoàn toàn, yên tĩnh, tiện lợi giúp thay đổi vị trí một cách trơn tru với Điều khiển treo tay để sử dụng và chiều cao tổng thể của khung giường mang lại sự thoải mái và linh hoạt tối đa cho bệnh nhân hoặc người chăm sóc.



### Hướng dẫn mua giường điện



Khả năng chịu trọng lượng  
204kg



Giường thấp



Bánh xe có phanh



Giường điện đầy đủ  
với ba động cơ



### Cơ cấu sản phẩm

- ① Lò xo chân
- ② Đầu lò xo
- ③ Bảng đầu/chân
- ④ Tay quay khẩn cấp
- ⑤ Bánh xe
- ⑥ Điều khiển mặt dây chuyền bằng tay
- ⑦ 3 Động cơ/Thiết bị truyền động

### Lợi thế sản phẩm

1. Vị trí phân chân và chiều cao tổng thể của khung giường mang lại sự thoải mái và linh hoạt tối đa cho bệnh nhân hoặc người chăm sóc
- Cấu trúc khung 2.Channel mang lại sức mạnh vượt trội và giảm trọng lượng
3. Khung gia cố chống xoắn và uốn
4. Sàn lò xo mạ kẽm bền lâu mang lại sự thoải mái cho bệnh nhân
5. Đầu giường chịu lực cao với vỏ bọc cuối giường bằng nhựa Polyethylene HD bền bỉ, hấp dẫn, dễ bảo trì
6. Đầu giường cao hơn chân giường để phù hợp với phong cách trang trí nhà cửa
7. Nhãn và lò xo mã màu giúp đảm bảo lắp đặt chính xác các thanh ray bên để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân
8. Cơ bắp hiệu suất cao của nhà máy điện 3 động cơ là tiêu chuẩn công nghiệp
9. Trong trường hợp mất điện, khả năng tiếp cận tay quay Hi / Lo được gắn trên cùng và ghi đề động cơ tay quay bằng tay để điều chỉnh bề mặt ngủ