



Nâng từ sàn



Chuyển giường-ghế



Di chuyển đi vệ sinh/tắm

Thang máy bệnh nhân là một thiết bị hỗ trợ, thích hợp cho những người di chuyển như Người sử dụng xe lăn, Bệnh nhân béo phì, Bệnh nhân nằm liệt giường, Người khuyết tật, Người khuyết tật, bệnh nhân gãy xương chi dưới, người già không có khả năng đi lại trên xe lăn.

Việc di chuyển có thể là đến và đi từ giường, ghế, sàn này sang giường khác, chuyển bên, tắm và đi vệ sinh. Thiết bị có thiết kế nhỏ gọn, đa năng, phù hợp cho việc di chuyển mọi đối tượng bệnh nhân. Nhẹ và dễ tháo lắp, thuận tiện cho việc vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng. Có thể làm cho bệnh nhân và người chăm sóc cảm thấy an toàn, thoải mái và ổn định.

Đặc trưng:

- Nâng bệnh nhân bằng thủy lực bằng tay
- Vận hành tối ưu hóa khả năng nâng để cần ít nỗ lực thể chất hơn khi nâng bệnh nhân
- Thủy lực hiệu suất cao giúp di chuyển an toàn và từ từ
- Kết cấu thép vôn bạc chắc chắn và thiết kế giá đỡ 6 điểm mang lại sức mạnh tối đa để nâng và hạ những người nặng tới 450 lbs.
- Bánh xe tiêu chuẩn, 3" hoặc 5" được bù đắp để có độ ổn định cao hơn và vận hành êm ái hơn
- Bánh xe dễ vận hành mang lại sự an toàn và bảo mật cao hơn
- Thanh xoay 6 điểm có thể chứa 2 hoặc 4 dây đeo cùng với 2 kết nối dây xích

tên sản phẩm	Thang máy bệnh nhân thủy lực
Khối lượng tịnh	33kg
Cân nặng có khả năng	204kg
Chiều cao	17,5" - 72"
Chiều rộng của cơ sở	22,5" - 42"
Chức năng	Dịch vụ đưa đón dành cho người khuyết tật hoặc khuyết tật, hỗ trợ đi bộ, chăm sóc tại nhà
Ứng dụng	Chăm sóc tại nhà, viện dưỡng lão hoặc bệnh viện, v.v.
Đầy	9000N

Miêu tả cụ thể:



An toàn và An toàn
Phụ kiện thanh xoay sáu điểm dễ dàng thích ứng với mọi kiểu dây đeo và vị trí (có thể sử dụng với dây treo 4 hoặc 6 điểm).



**Bơm
thủy
lực**
Thang
máy sử
dụng
thủy
lực
hiệu
suất
cao để
đảm
bảo di
chuyển
an toàn
và từ
tự.
Lực
đẩy tối
đa là
9000N.



Để cực thấp

Để có thể đặt dưới gầm giường, trọng tâm thấp với độ ổn định tốt, Gắn với bệnh nhân nằm liệt giường để chăm sóc tốt hơn.



Sử dụng thoải mái
Điều chỉnh khoảng cách chân và chân thấp cho phép dễ dàng tiếp cận xe lăn, giường, v.v.



Tải trọng tối đa 204kg
Khung thép chắc chắn, giới hạn trọng lượng người dùng tối đa là 450 lbs. Nó rất cơ động và nhẹ để sử dụng.