



Nâng từ sàn



Chuyển giường-ghế



Di chuyển đi vệ sinh/tắm

Thang máy bệnh nhân là một thiết bị hỗ trợ, thích hợp cho những người di chuyển như Người sử dụng xe lăn, Bệnh nhân béo phì, Bệnh nhân nằm liệt giường, Người khuyết tật, Người khuyết tật, bệnh nhân gãy xương chi dưới, người già không có khả năng đi lại trên xe lăn.

Việc di chuyển có thể là đến và đi từ giường, ghế, sàn này sang giường khác, chuyển bên, tắm và đi vệ sinh. Thiết bị có thiết kế nhỏ gọn, đa năng, phù hợp cho việc di chuyển mọi đối tượng bệnh nhân. Nhẹ và dễ tháo lắp, thuận tiện cho việc vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng. Có thể làm cho bệnh nhân và người chăm sóc cảm thấy an toàn, thoải mái và ổn định.

### Đặc trưng:

- Nâng bệnh nhân bằng thủy lực bằng tay
- Vận hành tối ưu hóa khả năng nâng để cần ít nỗ lực thể chất hơn khi nâng bệnh nhân
- Thủy lực hiệu suất cao giúp di chuyển an toàn và từ từ
- Kết cấu thép vôn bạc chắc chắn và thiết kế giá đỡ 6 điểm mang lại sức mạnh tối đa để nâng và hạ những người nặng tới 450 lbs.
- Bánh xe tiêu chuẩn, 3" hoặc 5" được bù đắp để có độ ổn định cao hơn và vận hành êm ái hơn
- Bánh xe dễ vận hành mang lại sự an toàn và bảo mật cao hơn
- Thanh xoay 6 điểm có thể chứa 2 hoặc 4 dây đeo cùng với 2 kết nối dây xích

<b>tên sản phẩm</b>	Thang máy bệnh nhân thủy lực
<b>Khối lượng tịnh</b>	33kg
<b>Cân nặng có khả năng</b>	204kg
<b>Chiều cao</b>	17,5" - 72"
<b>Chiều rộng của cơ sở</b>	22,5" - 42"

<b>Chức năng</b>	Dịch vụ đưa đón dành cho người khuyết tật hoặc khuyết tật, hỗ trợ đi bộ, chăm sóc tại nhà
<b>Ứng dụng</b>	Chăm sóc tại nhà, viện dưỡng lão hoặc bệnh viện, v.v.
<b>Đầy</b>	9000N

### Miêu tả cụ thể:



**An toàn và An toàn**  
Phụ kiện thanh xoay sáu điểm dễ dàng thích ứng với mọi kiểu dây đeo và vị trí (có thể sử dụng với dây treo 4 hoặc 6 điểm).



**Bơm  
thủy  
lực**  
Thang  
máy sử  
dụng  
thủy  
lực  
hiệu  
suất  
cao để  
đảm  
bảo di  
chuyển  
an toàn  
và từ  
tự.  
Lực  
đẩy tối  
đa là  
9000N.



**Để cực thấp**  
Để có thể đặt dưới gầm giường, trọng tâm thấp với độ ổn định tốt, Gắn với bệnh nhân nằm liệt giường để chăm sóc tốt hơn.



**Sử dụng thoải mái**  
Điều chỉnh khoảng cách chân và chân thấp cho phép dễ dàng tiếp cận xe lăn, giường, v.v.



**Tải trọng tối đa 204kg**  
Khung thép chắc chắn, giới hạn trọng lượng người dùng tối đa là 450 lbs. Nó rất cơ động và nhẹ để sử dụng.