

Đây là một máy phun sương nén yên tĩnh và làm việc chăm chỉ. Nó cung cấp lưu lượng lít cao hơn, thời gian xử lý ngắn hơn và mức âm thanh thấp hơn so với nhiều máy phun khí dung nén tiết kiệm khác.

Miêu tả cụ thể:


Thiết kế siêu nhỏ gọn làm cho nó cực kỳ di động.
 Bơm piston mạnh mẽ hoạt động hiệu quả, đáng tin cậy và yên tĩnh.
 Cung cấp kích thước hạt nhất quán 5 micron và thời gian xử lý nhanh.



Thích hợp cho nhiều tình huống khác nhau



Thêm chi tiết



Phun khí dung ở cấp độ micron—0,5 μ m~5 μ m

Các hạt khí dung trực tiếp đến đường hô hấp trên, khí quản, phế nang và đường hô hấp dưới, giúp hấp thu thuốc dễ dàng hơn.



Hiệu suất nguyên tử hóa cao

Nguyên tử hóa mượt mà để hoạt động liên tục.

