

Able Assist Hỗ trợ chuyển giao có thể điều chỉnh cung cấp một giải pháp an toàn và dễ dàng cho Người chăm sóc muốn chuyển Khách hàng.

Able Assist Hỗ trợ chuyển nhượng có thể điều chỉnh là lý tưởng cho những người dùng có thể nâng từ tư thế ngồi sang tư thế đứng. Khi di chuyển từ phòng này sang phòng khác, nó cho phép người dùng tham gia vào quá trình di chuyển, giúp cải thiện trương lực cơ bằng cách đỡ chân bằng nẹp đầu gối và họ có thể bám vào thanh ngang phía trước, điều này cũng mang lại cho người chăm sóc sự an toàn và giải pháp khi chuyển giao. Chiều rộng hẹp của Able Assist cho phép người chăm sóc di chuyển qua các ô cửa tiêu chuẩn một cách dễ dàng.

### Đặc trưng:

1. Một Hỗ trợ Chuyển tiếp Có thể Điều chỉnh Hỗ trợ
2. Giải pháp an toàn và dễ dàng cho việc chuyển bệnh nhân
3. Chân có thể dang rộng để tăng độ ổn định
4. Lý tưởng cho những người có thể nâng từ tư thế ngồi sang tư thế đứng
5. Di chuyển qua các ô cửa tiêu chuẩn một cách dễ dàng
6. Nẹp đầu gối giúp nâng đỡ chân
7. 2 bánh phanh tối đa hóa độ an toàn và ổn định
8. Có thể lăn bánh trực tiếp lên toilet

<b>tên sản phẩm</b>	Có khả năng hỗ trợ chuyển giao
<b>Khối lượng tịnh</b>	33,5kg
<b>Cân nặng có khả năng</b>	200kg
<b>Chiều cao</b>	35,8" * 25,2" * 4,2"
<b>Chiều rộng của cơ sở</b>	16,5" - 31,5"
<b>Chức năng</b>	Hoàn hảo cho việc chuyển phòng này sang phòng khác
<b>Ứng dụng</b>	Chăm sóc tại nhà, viện dưỡng lão hoặc bệnh viện, v.v.

### Miêu tả cụ thể:



Lật Tấm đệm ghế lên để Người dùng có thể sử dụng Able Assist;



Người dùng đặt chân lên tấm đỡ chân chống trượt ổn định và nhận được sự hỗ trợ từ phần đỡ chân dưới có thể điều chỉnh được.



Bạn có thể sử dụng thiết bị hỗ trợ có thể sử dụng trong phòng tắm và có thể được đẩy lên bốn cầu, các bánh xe có thể được đặt ở hai bên bốn cầu mang lại cho người dùng vẻ trang trọng hơn khi ngồi xuống.



Được trang bị 4 bánh xe giúp nâng cao khả năng cơ động và giúp người dùng di chuyển dễ dàng, 2 trong số các bánh xe có chốt ngắt đảm bảo an toàn và ổn định tối đa khi di chuyển bệnh nhân.