

Tính năng:

- Khả năng mở trên thanh tay cầm trung tâm cho phép lắp nhanh các phụ kiện tùy chọn đai hỗ trợ
- 4 bánh xe phía trước và phía sau kết hợp với 2 x 13 cm (5") trung tâm bánh xe đảm bảo di chuyển dễ dàng ngay cả với người dùng nặng cân hơn
- Phan vận hành bằng chân trên bánh xe trung tâm mang lại sự ổn định trong quá trình di chuyển. chuyển động đứng/ngồi
- Dễ dàng lau sạch bề mặt
- Dễ dàng tháo dỡ/lắp ráp lại mà không cần dụng cụ vận chuyển và lưu trữ, nó có Trọng lượng người dùng tối đa là 150 Kilôgam
- Diện tích nền lớn mang lại sự ổn định

tên sản phẩm	Hỗ trợ chuyển ngôi để đứng
Kích thước	22,6" * 24,8" * 46,5"
Cân nặng có khả năng	150 kg
Chiều cao	11,8" - 18,5"
Chức năng	Hoàn hảo cho việc chuyển phòng này sang phòng khác
Ứng dụng	Chăm sóc tại nhà, viện dưỡng lão hoặc bệnh viện, v.v.

Miêu tả cụ thể:



Khung thép chắc chắn, khả năng mở trên thanh tay cầm trung tâm cho phép lắp nhanh các đai hỗ trợ tùy chọn.



Hỗ trợ chân dưới có đệm có thể được điều chỉnh về chiều rộng, góc và chiều cao để phù hợp với sự thoải mái của người dùng.



4 bánh xe phía trước và phía sau kết hợp với 2 x 13cm (5") bánh xe trung tâm đảm bảo di chuyển dễ dàng ngay cả với người dùng nặng cân hơn. nó có Trọng lượng người dùng tối đa là 150kg.